

BIOPOLE INFOS

n°10 – Novembre 2017



QUELQUES RAPPELS IMPORTANTES A PROPOS DES PRÉLÈVEMENTS

MICROALBUMINURIE



L'analyse Microalbuminurie doit être réalisée
impérativement sur un flacon sans poudre :



GROUPE SANGUIN - RAI



*L'identification du patient, sur les tubes, doit être notée de façon manuscrite : **Nom de naissance, prénom, nom marital, sexe et date de naissance**. Si possible, ces informations doivent être vérifiées à l'aide de la carte d'identité.

*Sur la fiche de suivi, également, les mêmes éléments d'identification du patient doivent être notés.

HÉMOGLOBINE GLYQUÉE



- Pour l'analyse « Hémoglobine glyquée » ou « HbA1c », un tube EDTA est nécessaire.
- Si une NFS (ou numération formule sanguine) est également prescrite, ou un groupe sanguin (ou RAI), utiliser le deuxième tube EDTA disponible dans la boîte de prélèvement.



1 tube EDTA

→ Hémoglobine glyquée



1 tube EDTA

→ NFS (ou groupe sanguin)

} **2 tubes EDTA**

ORDONNANCES



Afin d'éviter tout risque d'enregistrement erroné, nous sollicitons votre attention sur la LISIBILITE des ordonnances transmises au laboratoire.

Transmettre au laboratoire :

*Soit l'exemplaire original.

*Soit une copie bien lisible.